

Anticuerpo Policlonal Anti-Elastina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15502

Número de artículo: CM0021316

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Elastina (ELN) validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata; adecuado para la investigación de la matriz extracelular y la biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Especie	Humano
GenID	2006
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-200 de ELN humana (NP_001265868.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15502
Peso Proteico	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo