

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Elavl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12926

Número de artículo: CM0030729

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ELAVL2 humano (HuB, HEL-N1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigaciones en neurociencia y de proteínas de unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELAVL2 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	HUB; HELN1; HEL-N1; ELAVL2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1993
GenelD	1993
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de ELAVL2 humano (NP_004423.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12926
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo