

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elavl3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14576

Número de artículo: CM0028986

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ELAVL3 humano (HuC, PLE21). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre diferenciación neuronal y regulación de ARNm. - 40 kDa, Q14576.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELAVL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1995
ID del gen	1995
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 161-260 de ELAVL3 humano (NP_001411.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14576
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo