

Anticuerpo Policlonal Anti-Elavl4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26378

Número de artículo: CM0016464



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ELAVL4 humano (HuD) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en neurobiología y síndromes paraneoplásicos. PM predicho 42 kDa. SWISS P26378.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELAVL4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HUD; PNEM; ELAVL4
Especie	Humano
GeneID	1996
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ELAVL4 humano (NP_068771.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P26378
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo