

Anticuerpo Policlonal Anti-Elf4 Para If/Icc Y Elisa - Q99607

Número de artículo: CM0025948

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ELF4 humano, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Inmunógeno recombinante, reacciona de forma cruzada con ELF4 humano (UniProt Q99607). Adecuado para el estudio de la regulación transcripcional, la inmunidad innata y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELF4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del ELF4 humano (NP_001412.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99607
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo