


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elf5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukw6

Número de artículo: CM0025159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ELF5, validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de diferenciación epitelial y regulación de la transcripción. UniProt Q9UKW6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELF5 Rabbit pAb
Notas/Alias	ESE2; ELF5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2001
ID del gen	2001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-150 de la ELF5 humana (NP_938195.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKW6
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo