

Anticuerpo Policlonal Anti-Elk1 Para Wb, Elisa - P19419

Número de artículo: CM0016139



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ELK1 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la región C-terminal del factor de transcripción del dominio ETS ELK1, implicado en la señalización MAPK y la inducción de genes de respuesta temprana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ELK1
Especie	Humano
ID de Gen	2002
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 201-297 de ELK1 humano (NP_005220.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19419
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo