

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Elk1 Para Wb, Ip, Elisa - P19419

Número de artículo: CM0003497



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ELK1 validado para WB, IP y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige al factor de transcripción con dominio ETS Elk-1, un mediador clave de la señalización MAPK y la activación de genes de respuesta inmediata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ELK1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2002
ID de gen	2002
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 329-428 de ELK1 humano (NP_001107595.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19419
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo