

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ELL Para Wb, Elisa - P55199

Número de artículo: CM0023643



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ELL humana (proteína de leucemia rica en lisina once-diecinueve), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Adecuado para el estudio de la elongación de la ARN polimerasa II y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ELL
Observaciones/Alias	MEN; ELL1; PPP1R68; C19orf17; ELL
Especie	Humano
GeneID	8178
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la ELL humana (NP_006523.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P55199
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo