


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ELL2 Para Wb Y Elisa - 000472

Número de artículo: CM0024474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ELL2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigar la elongación de la ARN polimerasa II, la transcripción de snARN y el procesamiento de inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRCCAT1; ELL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22936
GeneID	22936
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-292 de ELL2 humano (NP_036213.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	000472
Peso molecular	72kDa
Envío	Bolsa de hielo