


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Elmo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92556

Número de artículo: CM0005685



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra ELMO1 humano (Q92556) para WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar reordenamientos del citoesqueleto, fagocitosis y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELMO1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9844
GeneID	9844
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 628-727 de ELMO1 humano (Q92556).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92556
Peso proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo