


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elmo1 Para Wb, Elisa - Q92556

Número de artículo: CM0013321



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ELMO1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la fagocitosis, la motilidad celular y la señalización DOCK-GEF/RAC1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELMO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9844
GeneID	9844
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 527-727 de ELMO1 humano (NP_055615.8)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92556
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo