

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elmo2 Para Wb Y Elisa - Q96Jj3

Número de artículo: CM0015538



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ELMO2 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudios de fagocitosis, motilidad celular y engullimiento. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante (aa 42-120).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELMO2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	VMPI; CED12; CED-12; ELMO-2; Ced-12A; ELMO2
Especie	Humano
ID del gen	63916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-120 de ELMO2 humano (NP_877496.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96Jj3
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo