

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elmo3 Para Wb, Elisa - Q96Bj8

Número de artículo: CM0025641

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ELMO3 humano validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. El objetivo es una proteína de fagocitosis y motilidad celular involucrada en reordenamientos del citoesqueleto. Ideal para investigación en apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELMO3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79767
GeneID	79767
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 504-773 de ELMO3 humano (NP_078988.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Bj8
Peso Molecular de la Proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo