

Anticuerpo Policlonal Anti-Elmod2 Para Wb, Elisa - Q8Iz81

Número de artículo: CM0030159

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ELMOD2 para WB y ELISA. Detecta ELMOD2 humano y de ratón (35kDa), una proteína activadora de GTPasas implicada en la defensa antiviral y la actividad GAP de la familia Arf. Ideal para investigación en inmunología y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELMOD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	9830169G11Rik; ELMOD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	255520
GeneID	255520
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de ELMOD2 de ratón (Q8BGF6).)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IZ81
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo