

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-ELN (Elastina) Para Ihc-P, Elisa - P15502

Número de artículo: CM0017984

Introducción

CamelBio ofrece Anti-ELN (Elastina) pAb de conejo, validado para IHC-P y ELISA. Dirige la elastina humana (UniProt P15502), una proteína de matriz extracelular secretada de 68 kDa. Ideal para investigación cardiovascular y de tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELN pAb de conejo
Observaciones/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2006
GeneID	2006
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-97 de la ELN humana (P15502).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15502
Peso de la Proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo