

Anticuerpo Policlonal Anti-Elongina-A2 (Tceb3B) Para Wb Y Elisa - Q8lyf1

Número de artículo: CM0028203

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Elongina-A2 (TCEB3B) para WB & ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para investigación de alargamiento de la transcripción y testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCEB3B pAb de conejo
Observaciones/Alias	HsT832; TCEB3B; TCEB3L
Especie	Humano
ID del gen	51224
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 534-753 de la TCEB3B humana (NP_057511.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8IYF1
Peso de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo