

Anticuerpo Policlonal Anti-Elovl2 Para Wb, Elisa - Q9Nxb9

Número de artículo: CM0018829

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ELOVL2 humana, una elongasa de ácidos grasos de cadena muy larga. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para investigación en metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELOVL2 pAb de conejo
Notas/Alias	SSC2; ELOVL2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	54898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 247-296 de la ELOVL2 humana (NP_060240.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NXB9
Peso Molecular	35kDa
Envío	Bolsa de hielo