

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elovl4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr5

Número de artículo: CM0027697

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ELOVL4 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la elongación de ácidos grasos de cadena muy larga y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELOVL4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6785
GeneID	6785
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ELOVL4 humano (NP_073563.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZR5
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo