

Anticuerpo Policlonico Anti-Elovl5 Para Wb Y Elisa - Q9Nyp7

Número de artículo: CM0023683

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ELOVL5 humano, validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra la elongasa de ácidos grasos de cadena muy larga 5, involucrada en el metabolismo lipídico y relacionada con la ataxia espinocerebelosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELOVL5 Rabbit pAb
Notas / Alias	HELO1; SCA38; dj483K16.1; ELOVL5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60481
GeneID	60481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 247-326 de ELOVL5 humano (NP_001229757.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYP7
Peso Molecular	35kDa
Envío	Bolsa de hielo