

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elp3 (Kat9) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Número de artículo: CM0026225



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KAT9/ELP3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Detecta la proteína 3 del complejo elongador, una tRNA acetiltransferasa vinculada a neurodegeneración y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KAT9/Elp3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KAT9; KAT9/Elp3
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	55140
ID Gen	55140
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9T3
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo