

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elp5 Para Wb Y Elisa - Q8Te02

Número de artículo: CM0024464

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ELP5 validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Se dirige a la proteína 5 del complejo elongador implicada en la modificación de tRNA y la migración celular. Ideal para estudios de regulación post-transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DERP6; MST071; HSPC002; MSTP071; C17orf81; ELP5
Especie	Humano
GeneID (humano)	23587
GeneID	23587
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-316 del ELP5 humano (NP_056177.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TE02
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo