

Anticuerpo Policlonal Anti-Elspbp1 Para Wb, If-P, Elisa - Q96Bh3

Número de artículo: CM0022096

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ELSPBP1 humano (E12, HE12). Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón, rata. Detecta la proteína secretora de unión al esperma epididimario implicada en la fertilización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELSPBP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	E12; HE12; EL149; EDDM12; ELSPBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64100
GeneID	64100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-223 de ELSPBP1 humano (NP_071425.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96BH3
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo