

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elspbp1 Para Wb, Elisa - Q96Bh3

Número de artículo: CM0020156

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra la proteína ELSPBP1 humana. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ayuda en la investigación sobre la capacitación espermática, la fertilización y la biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELSPBP1 pAb de Conejo
Observaciones / Alias	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64100
GeneID	64100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-223 de ELSPBP1 humana (NP_071425.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96BH3
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo