

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Emb (Embigin/Gp70) Para Wb Y Elisa - Q6Pcb8

Número de artículo: CM0012890



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Embigin humana (EMB/GP70). Validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios sobre el crecimiento de motoneuronas, las uniones neuromusculares y la localización de transportadores de monocarboxilatos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	EMB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GP70; EMB
Especie	Humana
GeneID (humano)	133418
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-260 de la EMB humana (NP_940851.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q6PCB8
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo