

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Emc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N766

Número de artículo: CM0015244



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo policlonal de conejo anti-EMC1 validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas. Se dirige a la subunidad 1 del complejo de proteínas de la membrana del retículo endoplasmático, ideal para investigación de IVD y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EMC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 885-965 del EMC1 humano (NP_055862.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N766
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo