


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Emc4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5J8M3

Número de artículo: CM0003830



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad 4 del complejo de proteínas de membrana del RE humano (EMC4, también PIG17/TMEM85). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EMC4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PIG17; TMEM85; EMC4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51234
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de EMC4 humano (NP_057538.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5J8M3
Peso proteico	15kDa/16kDa/20kDa
Envío	Bolsa de hielo