

Anticuerpo Policlonal Anti-Eme1 Para Wb Y Elisa - Q96Ay2

Número de artículo: CM0030694



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EME1, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta EME1 humano (63 kDa) y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la reparación del ADN y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EME1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MMS4L; SLX2A; EME1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	146956
GeneID	146956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 del EME1 humano (NP_689676.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96AY2
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo