


Anticuerpo Monoclonal Anti-Emerina/Emd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Número de artículo: CM0009963



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Emerina/EMD humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de la envoltura nuclear, cromatina y distrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Emerina/EMD Anticuerpo monoclonal de conejo (mAb)
Observaciones/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerina/EMD
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2010
ID del Gen	2010
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-254 de la Emerina/EMD humana (P50402))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50402
Peso Molecular de la Proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo