


Anticuerpo Policlonal Anti-Emerina/Emd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Número de artículo: CM0017146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Emerina/EMD humana (SWISS P50402), aplicable para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; detecta la Emerina humana y de ratón; ideal para estudios de la envoltura nuclear y la distrofia muscular de Emery-Dreifuss.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Emerina/EMD pAb de conejo
Observaciones/alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerina/EMD
Especie	Humana
GeneID (humano)	2010
GeneID	2010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la Emerina/Emerina/EMD humana (NP_000108.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P50402
Peso molecular	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo