


Anticuerpo Policlonal Anti-Emerina/Emd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Número de artículo: CM0016561



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Emerina humana (EMD). Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación de la envoltura nuclear y distrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Emerina/EMD Conejo pAb
Observaciones/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerina/EMD
Especie	Humano
GeneID	2010
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la Emerina/EMD humana (NP_000108.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50402
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo