

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eml2 Para Wb Y Elisa - O95834

Número de artículo: CM0016281



Introducción

Anticuerpo policlonal (conejo) Anti-EML2 para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce EML2 humano y presenta reacción cruzada con ratón. Se dirige a una proteína asociada a microtúbulos implicada en la regulación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EML2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	24139
GeneID	24139
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-415 de EML2 humano (NP_036287.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O95834
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo