

Anticuerpo Policlonal Anti-Eml3 Para Wb, Elisa - Q32P44

Número de artículo: CM0024380

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a EML3 humano. Adecuado para Western Blot y ELISA. Útil para el estudio del ensamblaje del huso mitótico, alineamiento cromosómico y nucleación de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EML3 Rabbit pAb
Notas / Alias	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
Especie	Humano
GeneID	256364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-530 de EML3 humano (NP_694997.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q32P44
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo