

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eml4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc35

Número de artículo: CM0024528



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EML4, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con EML4 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre dinámica de microtúbulos, mitosis y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | EML4 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias           | C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPP120; EML4                                                                                        |
| Especie                       | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)               | 27436                                                                                                                                |
| GeneID                        | 27436                                                                                                                                |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-560 de la EML4 humana (NP_061936.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS                         | Q9HC35                                                                                                                               |
| Peso molecular de la proteína | 109kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                       |