

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Emr1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q14246

Número de artículo: CM0015967

Introducción

El pAb de conejo contra EMR1 de CamelBio (Q14246) es un anticuerpo policlonal para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Tiene como diana el GPCR de adhesión E1, implicado en las interacciones entre células inmunitarias y en la función de los eosinófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra EMR1
Observaciones/Alias	EMR1; TM7LN3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2015
GeneID	2015
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 477-596 de EMR1 humano (NP_001965.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14246
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo