


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Emr2 Para Wb Y Elisa - Q9Uhx3

Número de artículo: CM0015567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EMR2 humano (ADGRE2, CD312), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para estudios sobre adhesión celular, quimiotaxis y desgranulación de mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EMR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VBU; CD97; EMR2; CD312
Especie	Humano
ID del gen (humano)	30817
ID del gen	30817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-500 de EMR2 humano (NP_038475.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9UHX3
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo