

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Emsy/C11Orf30 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z589

Número de artículo: CM0030014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EMSY (C11orf30), un represor transcripcional que interactúa con BRCA2 e interviene en la reparación del ADN y la remodelación de la cromatina. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humanos y ratones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C11orf30 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GL002; C11orf30
Especie	Humano
ID de gen	56946
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1153-1322 de C11orf30 humano (NP_064578.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z589
Peso de la proteína	141 kDa
Envío	Bolsa de hielo