

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-En2 Para Wb Y Elisa - P19622

Número de artículo: CM0022891

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EN2 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre la proteína homeobox engrailed-2 en el desarrollo y la investigación de los trastornos del espectro autista.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | EN2 pAb de conejo                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | EN2                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 2020                                                                                                                |
| GeneID              | 2020                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-333 de EN2 humano (NP_001418.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                 |
| SWISS               | P19622                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 34 kDa                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                      |