

## Anticuerpo Policlonal Anti-Enah Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N8S7

Número de artículo: CM0021336



### Introducción

ENAH Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA, dirigido contra ENAH humano (también conocido como MENA). Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Óptimo para investigación de remodelación del citoesqueleto y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ENAH Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | ENA, MENA, NDPP1, ENAH                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 55740                                                                                                                                |
| GeneID              | 55740                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 412-591 de ENAH humano (NP_001008493.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q8N8S7                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 67kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |