

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Endo G Para Wb, Elisa - Q14249

Número de artículo: CM0008855

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la endonucleasa G humana, mitocondrial (ENDOG). Validado para Western blot y ELISA. Detecta Endo G humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre apoptosis y ADN mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Endo G mAb de conejo
Observaciones/Alias	ENDOG; endonucleasa G; Endo G
Especie	Humana
ID del gen	2021 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 198-297 de la Endo G humana (Q14249)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q14249
Peso molecular de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo