

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Endogl1/Engl Para Wb Y Elisa - Q9Y2C4

Número de artículo: CM0002780



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ENDOGL1/ENGL humano (EXOG), una nucleasa mitocondrial. Ideal para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para investigar el mantenimiento del ADN mitocondrial y la apoptosis. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ENDOGL1/ENGL
Observaciones/Alias	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9941
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 269-368 de ENDOGL1 / ENGL humano (Q9Y2C4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2C4
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo