

Anticuerpo Policloronal Anti-Endomucina Para Wb, Elisa - Q9ULC0

Número de artículo: CM0028016

Introducción

Anticuerpo policloronal de conejo contra endomucina validado para Western blot y ELISA. Reacciona con endomucina humana y de ratón. Ideal para el estudio de la función de células endoteliales, biología vascular e interacciones con la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Endomucina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EMCN2; MUC14; Endomucina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51705
ID del Gen	51705
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 de la Endomucina humana (NP_057326.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULC0
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo