

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Endonucleasa G (Endo G) Para Wb, Elisa - Q14249

Número de artículo: CM0016515

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Endonucleasa G (Endo G) humana validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la función de la endonucleasa mitocondrial en la reparación del ADN, la autofagia y las respuestas al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Endo G Conejo pAb
Observaciones/Alias	ENDOG; Endo G
Especie	Humano
GeneID (humano)	2021
GeneID	2021
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-297 de la Endo G humana (NP_004426.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14249
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo