


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Endotelina 1 (Et1, Ppet1) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05305

Número de artículo: CM0015619



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-Endotelina 1 (ET1, PPET1) validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación cardiovascular y placentaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Endotelina 1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; Endotelina 1
Especie	Humano
GenelD (humano)	1906
GenelD	1906
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-212 de la Endotelina 1 humana (NP_001946.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05305
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo