

Anticuerpo Monoclonal Anti-Engrailed 1 Para Wb - Q05925

Número de artículo: CM0002939

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Engrailed 1 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce Engrailed 1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios sobre desarrollo de extremidades y patrón dorso-ventral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Engrailed 1
Observaciones/Alias	ENDOVESLB; Engrailed 1
Especie	Humano
GenElD (humano)	2019
GenElD	2019
Immunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 293-392 de Engrailed 1 humano (Q05925).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q05925
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo