

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eno1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Número de artículo: CM0022133



Introducción

Valide la expresión de ENO1 en muestras humanas, de ratón y de rata con este anticuerpo policlonal de conejo. Adecuado para western blot, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA; el inmunógeno recombinante garantiza especificidad para estudios de glicólisis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENO1 Rabbit pAb
Notas/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2023
ID del gen	2023
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-434 de la ENO1 humana (NP_001419.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06733
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo