

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eno2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09104

Número de artículo: CM0017488



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ENO2 humano (NSE), validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación en neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENO2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2026
GeneID	2026
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 195-434 de ENO2 humano (NP_001966.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09104
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo