


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eno3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Número de artículo: CM0004482



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ENO3 humano (Beta-enolasa, MSE), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de metabolismo muscular y enfermedad por almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENO3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MSE; GSD13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2027
GeneID	2027
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de ENO3 humano (NP_001967.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13929
Peso de la proteína	42kDa/44kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo