


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eno3 Para Wb Y Elisa - P13929

Número de artículo: CM0031014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ENO3 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con beta-enolasa de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de glucólisis y desarrollo muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENO3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MSE; GSD13; ENO3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2027
GeneID	2027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 del ENO3 humano (NP_001967.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13929
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo