


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eno3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Número de artículo: CM0020225



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ENO3 humano (beta-enolasa, enolasa específica de músculo). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudiar la glucólisis, el desarrollo muscular y la enfermedad de almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENO3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MSE; GSD13; ENO3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2027
GeneID	2027
Inmunógeno	Proteína Recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 del ENO3 humano (NP_001967.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13929
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo